



Praxis-Computer

 Alte Bahnhofstr. 50-52
 48268 Greven
 info@interdata.de
 www.interdata.de
 02571 9331-499
 02571 9331-0

Einrichtung MEDorganizer an InterARZT

1. InterARZT starten
2. Mit „F8“ in die Auswahl
3. Mit „F11“ in die Programmiermaske
4. An sinnvoller Stelle mit F3 und dem Stichwort GDT die Bezeichnung MEDORG wählen
5. Die Felder eintragen, wie in folgender Abbildung

```

Exportdatei von InterARZT:
C:\TEMP\MED_IM.GDT
Export-Format: GDT(6302)
Export-Zeichensatz: OEM/DOS

nur GDT 6302: Typ der angeforderten Untersuchung (8402):

Zusatzabfrage:

Aufzurufendes Programm:

 Keine Abfrage "Bitte <J> drücken, wenn Programm beendet."

Hilfsprogramm nach Programmende:

Importdatei in InterARZT:
C:\TEMP\MED_EX.GDT
Import-Format: GDT
Import-Zeichensatz: OEM/DOS

Import Grafikdateien in InterARZT DMS:

 TIFF-Multipage-Unterstützung

Statischer Eintrag in der Karteikarte:

BDT/GDT-Ergebnisübernahme in Karteikarte:
Feldkennung | Kennbuchstabe | Eintrag | %s=Wert/Text
-----|-----|-----|-----
6228 | K | |
  
```

Diese Anleitung ist darauf ausgerichtet, dass im MEDorganizer die o.g. Dateien und Pfade identisch eingestellt sind.

Zusätzlich wird davon ausgegangen, daß das MEDorganizer-Programm dauerhaft gestartet bleibt und somit verzögerungsfrei bedient werden kann.